


KT 500  
Rekdrager  
voor het plaatsen van korven 50 x 50 cm.



- Nodig voor PG 8172 met oude Miele-tafel (G 720/21)
- De korfsteun wordt in plaats van standaard korfsteunen gebruikt

EAN: 4002515464656 / Materiaalnummer: 09876230 / Oud Materiaalnummer: 67850002D

Productcategorisatie	
Doorschuiamodel professionele vaatwassers met tankspoelsysteem	•
Accessoires bij het toestel	
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
Productcategorie	
Lafette/rekdrager	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, brutohoogte in mm	345
Buitenmaat, brutobreedte in mm	410
Buitenmaat, brutodiepte in mm	1270
Nettogewicht in kg	14,00
Brutogewicht in kg	15,00