


ZS 150-1

Helix-test

voor een optimale procescontrole van de tabletop sterilisator.



- Controle van de stoomdoordringing met chemische indicator
- Kleuraanduiding van resultaat
- 1 controlestrook, 250 indicatoren

EAN: 4002515540381 / Materiaalnummer: 09910260 /

Oud Materiaalnummer: 68915002D

#### Productcategorisatie

Kleine sterilisatoren

•

#### Accessoires bij het toestel

PS 1201 B EXCELLENCE

•

PST 1710

•

PST 1720

•

PST 2210

•

PST 2220

•

#### Productcategorie

Indicator/test

•

#### Afmetingen en gewicht

Buitenmaat, nettohoogte in mm

22

Buitenmaat, nettobreedte in mm

117

Buitenmaat, nettodiepte in mm

177

Buitenmaat, brutohoogte in mm

23

Buitenmaat, brutobreedte in mm

120

Buitenmaat, brutodiepte in mm

177

Nettogewicht in kg

0,05

Brutogewicht in kg

0,10