

A 804  
Reinigingsborstel  
voor het optimaal reinigen van filterbuis A 800.



- Geschikt voor het reinigen van filterkaars A 800
- Spiraalvormig gedraaide borstels
- Oogje boven aan de steel
- Lengte 500 mm, borstellengte 100 mm

EAN: 4002515527238 / Materiaalnummer: 09960720 / Oud Materiaalnummer: 68680400D

Productcategorisatie	
Thermodesinfectoren	•
Reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Accessoires bij het toestel	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Productcategorie	
Filter	•
Overige accessoires	•
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	0
Buitenmaat, nettobreedte in mm	0
Buitenmaat, nettodiepte in mm	500
Buitenmaat, brutohoogte in mm	45
Buitenmaat, brutobreedte in mm	70
Buitenmaat, brutodiepte in mm	610
Diameter in mm	20
Nettogewicht in kg	0,07
Brutogewicht in kg	0,16