

FM

Flow Meter

voor meting doorstroomcapaciteit en indicatie vervangen van patronen.



- Geschikt voor patronen voor deeldemineralisatie
- Optische en akoestische aanduiding voor vervangen patronen
- Eénregelig display, aansluiting op externe LED mogelijk
- Inclusief wandhouder
- Inclusief stekker

EAN: 4002515537107 / Materiaalnummer: 10008910 / Oud Materiaalnummer: 67809701D

Productcategorisatie	
Professionele vaatwassers met verswatersysteem	•
Professionele vaatwassers met tankspoelsysteem	•
Doorschuiamodel professionele vaatwassers met tankspoelsysteem	•
Accessoires bij het toestel	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8164	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PTD 701	•
PTD 702	•
PTD 703	•

FM
Flow Meter
voor meting doorstroomcapaciteit en indicatie vervangen van patronen.



EAN: 4002515537107 / Materiaalnummer: 10008910 / Oud Materiaalnummer: 67809701D

PTD 704

Productcategorie

Waterbehandeling

Producteigenschappen

Materiaal

Kunststof

Kleur

Zwart

Afmetingen en gewicht

Buitenmaat, nettohoogte in mm

110

Buitenmaat, nettobreedte in mm

125

Buitenmaat, nettodiepte in mm

52

Buitenmaat, brutohoogte in mm

155

Buitenmaat, brutobreedte in mm

310

Buitenmaat, brutodiepte in mm

350

Nettogewicht in kg

1,85

Brutogewicht in kg

2,49