

UBS 1

Ombouwset

voor gebruik van geselecteerde belaadsystemen van de serie G 78 in serie PG 85.



- Voor oudere belaadwagens met droogaansluiting

EAN: 4002515588970 / Materiaalnummer: 10131090 / Oud Materiaalnummer: 69215014D

Productcategorisatie	
Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Accessoires bij het toestel	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Productcategorie	
Ombouwset	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Kunststof
Kleur	Zwart
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	75
Buitenmaat, nettobreedte in mm	235
Buitenmaat, nettodiepte in mm	165
Buitenmaat, brutohoogte in mm	80
Buitenmaat, brutobreedte in mm	240
Buitenmaat, brutodiepte in mm	170
Nettogewicht in kg	0,10
Brutogewicht in kg	0,17