

UBS 2

Ombouwset

voor gebruik van geselecteerde wagens van de serie G 78 in toestelserie PG 85.



- Voor oudere injectorwagens zonder drogingsaansluiting

EAN: 4002515588987 / Materiaalnummer: 10131100 / Oud Materiaalnummer: 69215015D

<b>Productcategorisatie</b>	
Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
<b>Accessoires bij het toestel</b>	
PG 8583	•
PG 8593	•
<b>Productcategorie</b>	
Ombouwset	•
<b>Producteigenschappen</b>	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Roestvast staal, Zwart
<b>Stand. elektrische aansluiting</b>	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0
Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	0
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	90
Buitenmaat, nettobreedte in mm	129
Buitenmaat, nettodiepte in mm	295
Buitenmaat, brutohoogte in mm	125
Buitenmaat, brutobreedte in mm	165
Buitenmaat, brutodiepte in mm	350
Nettogewicht in kg	0,51
Brutogewicht in kg	0,71