

A 602

Module

voor het optimaal behandelen van instrumenten voor robotchirurgie.



- Geschikt voor 8 instrumenten, nieuwste generatie (Xi)

EAN: 4002515585030 / Materiaalnummer: 10131930 / Oud Materiaalnummer: 69660201D

Productcategorisatie	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Accessoires bij het toestel	
PG 8527	•
PG 8528	•
Productcategorie	
Module/houder voor robotinstrumenten	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Toepassingsgebied	
Behandeling van robotinstrumenten	•
Capaciteit	
Robotinstrumenten [aantal]	8
Stand. elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0
Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	303
Buitenmaat, nettobreedte in mm	555
Buitenmaat, nettodiepte in mm	318
Buitenmaat, brutohoogte in mm	540
Buitenmaat, brutobreedte in mm	530
Buitenmaat, brutodiepte in mm	500
Nettogewicht in kg	6,30
Brutogewicht in kg	7,80