


A 807

Houder

voor het optimaal behandelen van instrumenten voor robotchirurgie.



- Voor spec. instrumenten, prepareerklemmen, oudere generatie, S/Si

EAN: 4002515585078 / Materiaalnummer: 10131980 / Oud Materiaalnummer: 69680701D

Productcategorisatie	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Accessoires bij het toestel	
PG 8527	•
PG 8528	•
Productcategorie	
Module/houder voor robotinstrumenten	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Toepassingsgebied	
Behandeling van robotinstrumenten	•
Capaciteit	
Robotinstrumenten [aantal]	1
Stand. elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0-0
Frequentie in Hz	0-0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00-0,00
Zekering in A	0-0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	77
Buitenmaat, nettobreedte in mm	41
Buitenmaat, nettodiepte in mm	165
Buitenmaat, brutohoogte in mm	25
Buitenmaat, brutobreedte in mm	245
Buitenmaat, brutodiepte in mm	485
Nettogewicht in kg	0,37
Brutogewicht in kg	0,49