

GP CL H 0502 L

Ovenreiniger "OvenClean", 500 ml

voor de beste reinigingsresultaten en veilig in gebruik.

EAN: 4002515602522 / Materiaalnummer: 10162230 /  
Oud Materiaalnummer: 22996290EU1



- Zeer sterk vetoplossend vermogen zonder onaangename geurvorming
- Moeiteloze reiniging dankzij gelachtige consistentie
- Ook geschikt voor PerfectClean
- Korte inwerktijd van 10 minuten tot 1 uur zonder voorverwarmen
- Uitstekend onderhoud voor vele jaren gebruiksplezier