

DGG 50-80

Stoomovenpan zonder gaatjes

voor stoomovens DG 7000 en stoomovens met microgolfovenfunctie DGM 6000/7000.

EAN: 4002515603994 / Materiaalnummer: 10168230 /
Oud Materiaalnummer: 23996121EU1



- Voor het bereiden van gerechten in sauzen, fonds en water
- Bijvoorbeeld pasta, rijst, soepen en ovenschotels
- Inhoud: 4,2 l, netto-inhoud: 3,6 l
- Buitenmaten B x D x H: 375 x 197 x 80 mm
- Niet geschikt voor de magnetron!