

DGGL 100-40

Stoomovenpan met gaatjes

voor stoomovens DG 7000 en stoomovens met microgolfovenfunctie DGM 6000/7000.



EAN: 4002515604083 / Materiaalnummer: 10170300 /
Oud Materiaalnummer: 23996124EU1

- Voor bereiding van groente, vis, vlees en aardappelen zonder fond
- Perfect voor het ontdooien van ingevroren levensmiddelen
- Inhoud: 4,0 l, netto-inhoud: 3,4 l
- Afmetingen B x D x H: 375 x 394 x 40 mm
- Niet geschikt voor de magnetron!