

GP CL DGC 251 L

DGClean 250 ml

voor de beste reinigingsprestaties bij het stoomkoken in de oven.

EAN: 4002515604502 / Materiaalnummer: 10172710 /
Oud Materiaalnummer: 23996125EU1



- Zeer sterk vetoplossend vermogen zonder onaangename geurvorming
- Moeiteloos reinigen dankzij de stabiele hechting
- Perfecte hechting, zelfs op verticale oppervlakken
- Veilig voor levensmiddelen
- Uitstekend onderhoud voor vele jaren gebruiksgenot