

GP CL KM 0252 L

Reiniger voor glaskeramiek en RVS, 250ml

voor de beste reinigingsresultaten en veilig in gebruik.

EAN: 4002515606049 / Materiaalnummer: 10173120 /
Oud Materiaalnummer: 22996291EU1



- Beste product op de markt — Als beste getest in Zwitserland
- Verwijdert krachtig vet, ingebrande etensresten en watervlekken
- Eenvoudig schoonmaken dankzij de vuilafstotende laag
- Behoedzame reiniging dankzij fijnkristallijne formulering
- Niet te gebruiken bij CleanSteel of PerfectClean
- Uitstekend onderhoud voor vele jaren gebruikspfezier