

## T 1200-1 UL

### Universele tafel

zonder spoelbak voor montage aan de linkerzijde van de afwasautomaat.



- Onderbouw van vierkante buizen met uitneembare platen
- Eenvoudige en hygiënische reiniging
- Afmetingen tafel: hoogte 85 +/- 2, breedte 120, diepte 70 cm\*

\* De tafel beschikt over een afkanting van 20 cm aan de achterzijde.

EAN: 4002515641293 / Materiaalnummer: 10249380 / Oud Materiaalnummer: 67120004D

Productcategorisatie	
Doorschuiamodel professionele vaatwassers met tankspoelsysteem	•
Accessoires bij het toestel	
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
Productcategorie	
Tafel/tafeltoebehoren	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	870
Buitenmaat, nettobreedte in mm	700
Buitenmaat, nettodiepte in mm	1200
Buitenmaat, brutohoogte in mm	270
Buitenmaat, brutobreedte in mm	760
Buitenmaat, brutodiepte in mm	1250
Nettogewicht in kg	24,00
Brutogewicht in kg	25,00