

ProCare Lab 10 AT - 10 l

Vloeibaar reinigingsmiddel, alkalisch, 10 l

voor het optimaal behandelen van laboratoriumhulpstukken.



- Vrij van fosfaten en oxidatiemiddelen, bevat oppervlakteactieve stoffen
- Speciaal ontwikkeld voor Miele Professional
- Geschikt voor verschillende materialen
- PH-waarde 12,2-12,5

EAN: 4002515660737 / Materiaalnummer: 10265660 /  
Oud Materiaalnummer: 62925201EU1

<b>Productcategorisatie</b>	
Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
<b>Toepassingsmogelijkheden</b>	
Verwijderen van vet	Goed
Verwijderen van olie	Goed
Verwijderen van hars	Goed
Verwijderen van organische kleurstoffen	Goed
Verwijderen van paraffine	Goed
<b>Aanbevolen dosering</b>	
pH-waarde van gebruikte oplossing	12,2-12,5
<b>Belangrijkste toepassingen</b>	
Laboratoria voor de voedingsindustrie	•
Laboratoria voor de cosmetische industrie	•
Laboratoria voor de aardolie-sector	•
Industriële laboratoria	•
Farmaceutische laboratoria	•
<b>Producteigenschappen</b>	
Mediatype	Alkalisch reinigingsmiddel
Aggregatietoestand	Vloeibaar concentraat
Inhoudsstoffen	Alkalihydroxide, Polycarboxylaat, Oppervl. actieve stof (Tenside)
Geschikt voor kunststof	•
Geschikt voor roestvrij staal	•
Geschikt voor porselein/aardewerk	•
Geschikt voor laboratoriumglaswerk	•
Niet geschikt voor geanodiseerd aluminium	•
Vrij van oxidatiemiddelen	•
Vrij van fosfaten	•
Vrij van silicaten	•
Niet geschikt voor niet-geanodiseerd aluminium	•
Niet geschikt voor lichte en non-ferrometalen	•
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	308
Buitenmaat, nettobreedte in mm	191
Buitenmaat, nettodiepte in mm	234
Buitenmaat, brutohoogte in mm	320
Buitenmaat, brutobreedte in mm	230
Buitenmaat, brutodiepte in mm	190
Brutogewicht in kg	13
Inhoud in ml	10000
<b>Conformiteiten, keurmerken</b>	
GHS/CLP-conform	•