

ProCare Lab 30 P - 5 l
Neutralisatiemiddel, zuur, 5 l
voor het optimaal neutraliseren op basis van fosforzuur.



- Vrij van oppervlakteactieve stoffen en oxidatiemiddelen
- Speciaal ontwikkeld voor Miele Professional
- Geschikt voor verschillende materialen
- PH-waarde 2,2-1,9

EAN: 4002515660454 / Materiaalnummer: 10266490 /
Oud Materiaalnummer: 62928101EU1

Productcategorisatie	
Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Mogelijkheden	
Verwijderen van kalk en andere in zuur oplosbare verontreinigingen	Goed
Aanbevolen dosering	
Aanbevolen dosering per spoelgang	1-4 ml/l (0,1-0,4%)
pH-waarde van gebruikte oplossing	1,9-2,2
Belangrijkste toepassingen	
Medische laboratoria	•
Biologische laboratoria	•
Microbiologische laboratoria	•
Chemische laboratoria	•
Laboratoria voor de voedingsindustrie	•
Laboratoria voor de cosmetische industrie	•
Laboratoria voor de aardolie-sector	•
Industriële laboratoria	•
Farmaceutische laboratoria	•
Producteigenschappen	
Mediatype	Zuur neutralisatiemiddel
Aggregatietoestand	Vloeibaar concentraat
Inhoudsstoffen	Fosfaat, Fosforzuur
Geschikt voor kunststof	•
Geschikt voor roestvrij staal	•
Geschikt voor laboratoriumglaswerk	•
Geschikt voor keramiek	•
Niet geschikt voor geanodiseerd aluminium	•
Vrij van tensiden	•
Zure voorreiniging	•
Niet geschikt voor verchroomde delen	•
Niet geschikt voor vernikkelde delen	•
Niet geschikt voor niet-geanodiseerd aluminium	•
Niet geschikt voor lichte en non-ferrometalen	•
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	217
Buitenmaat, nettobreedte in mm	142
Buitenmaat, nettodiepte in mm	248
Buitenmaat, brutohoogte in mm	200
Buitenmaat, brutobreedte in mm	140
Buitenmaat, brutodiepte in mm	240
Brutogewicht in kg	8
Inhoud in ml	5000
Conformiteiten, keurmerken	
GHS/CLP-conform	•