

ProCare Lab 30 P - 12 kg  
Neutralisatiemiddel, zuur, 12 kg  
voor de optimale neutralisatie op basis van fosforzuren.



- Vrij van oppervlakteactieve stoffen en oxidatiemiddelen
- Speciaal ontwikkeld voor Miele Professional
- Geschikt voor verschillende materialen
- Te gebruiken als neutralisatiemiddel of zuur voorreinigingsmiddel
- pH-waarde 0,7

EAN: 4002515660461 / Materiaalnummer: 10266500 /  
Oud Materiaalnummer: 62928201EU1

<b>Productcategorisatie</b>	
Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
<b>Mogelijkheden</b>	
Verwijderen van kalk en andere in zuur oplosbare verontreinigingen	•
<b>Aanbevolen dosering</b>	
Aanbevolen dosering (per spoelcyclus)	1-4 ml/l (0,1-0,4%)
Aanbevolen dosering per spoelgang	1-4 ml/l (0,1-0,4%)
pH-waarde bij 20 °C	0,7
<b>Belangrijkste toepassingen</b>	
Medische laboratoria	•
Biologische laboratoria	•
Microbiologische laboratoria	•
Chemische laboratoria	•
Laboratoria voor de voedingsindustrie	•
Laboratoria voor de cosmetische industrie	•
Laboratoria voor de aardolie-sector	•
Industriële laboratoria	•
Farmaceutische laboratoria	•
<b>Producteigenschappen</b>	
Mediatype	Zuur neutralisatiemiddel
Aggregatietoestand	Vloeibaar concentraat
Inhoudsstoffen	Fosfaat, Fosforzuren
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, brutodiepte in mm	245,00
<b>Producteigenschappen</b>	
Mediatype	Zuur neutralisatiemiddel
Aggregatietoestand	Vloeibaar concentraat
Inhoudsstoffen	Fosfaat, Fosforzuren
Geschikt voor kunststof	•
Geschikt voor roestvrij staal	•
Geschikt voor laboratoriumglaswerk	•
Geschikt voor keramiek	•
Niet geschikt voor geanodiseerd aluminium	•
Vrij van tensiden	•
Zure voorreiniging	•
Niet geschikt voor verchroomde delen	•
Niet geschikt voor vernikkelde delen	•
Niet geschikt voor niet-geanodiseerd aluminium	•
Niet geschikt voor lichte en non-ferrometalen	•
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	308
Buitenmaat, nettobreedte in mm	191
Buitenmaat, nettodiepte in mm	234
Buitenmaat, brutohoogte in mm	305
Buitenmaat, brutobreedte in mm	200
Buitenmaat, brutodiepte in mm	245
Vulgewicht in g	12000

ProCare Lab 30 P - 12 kg  
Neutralisatiemiddel, zuur, 12 kg  
voor de optimale neutralisatie op basis van fosforzuren.

EAN: 4002515660461 / Materiaalnummer: 10266500 /  
Oud Materiaalnummer: 62928201EU1

Brutogewicht in kg 13

**Conformiteiten, keurmerken**

GHS/CLP-conform

