

## ProCare Lab 11 AP - 10 kg

Poedervormig reinigingsmiddel, alkalisch, 10 kg  
voor het optimaal behandelen van laboratoriumhulpstukken.



- Vrij van fosforverbindingen, oxiderende werking
- Speciaal ontwikkeld voor Miele Professional
- Geschikt voor verschillende materialen
- PH-waarde 11,5-11,7

EAN: 4002515650868 / Materiaalnummer: 10266540 /  
Oud Materiaalnummer: 62922101EU1

<b>Productcategorisatie</b>	
Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
<b>Toepassingsmogelijkheden</b>	
Verwijderen van anorganische en organische verontreinigingen	Goed
<b>Aanbevolen dosering</b>	
pH-waarde van gebruikte oplossing	11,5-11,7
Aanbevolen waterbereik in mmol/l	0-1,1
<b>Belangrijkste toepassingen</b>	
Waterlaboratoria	•
Serologische instituten	•
Fosfaatindustrie	•
<b>Producteigenschappen</b>	
Mediatype	Alkalisch reinigingsmiddel
Aggregatietoestand	Poeder
Inhoudsstoffen	Bleekmiddel met zuurstof, Oppervl. actieve stof (Tenside)
Geschikt voor kunststof	•
Geschikt voor roestvrij staal	•
Geschikt voor porselein/aardewerk	•
Geschikt voor laboratoriumglaswerk	•
Niet geschikt voor geanodiseerd aluminium	•
Vrij van fosfaten	•
Niet geschikt voor niet-geanodiseerd aluminium	•
Niet geschikt voor lichte en non-ferrometalen	•
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	268
Buitenmaat, nettobreedte in mm	265
Buitenmaat, nettodiepte in mm	265
Buitenmaat, brutohoogte in mm	280
Buitenmaat, brutobreedte in mm	270
Buitenmaat, brutodiepte in mm	270
Vulgewicht in g	10000
Brutogewicht in kg	10
<b>Conformiteiten, keurmerken</b>	
GHS/CLP-conform	•