

DKF 12-R  
Regenereerbaar Longlife air-clean-geurfilter  
voor meerdere Miele-dampkappen.

EAN: 4002515652510 / Materiaalnummer: 10271450 /  
Oud Materiaalnummer: 28996362EU1



- Met actieve kool – neutraliseert onaangename kookgeuren effectief
- Elk half jaar eenvoudig in de oven te regenereren
- Levensduur van 3 jaar
- Gunstiger dan eenmalig filter bij aanhouden van wisselinterval
- Inhoud: 1 filter, afm: 25,6 cm x 23,3 cm x 4,3 cm