

DKF 26-R
Regenereerbaar Longlife air-clean-geurfilter
voor Miele-dampkap DA 7006 D.

EAN: 4002515652541 / Materiaalnummer: 10271480 /
Oud Materiaalnummer: 28996365EU1



- Met actieve kool – neutraliseert onaangename kookgeuren effectief
- Elk half jaar eenvoudig in de oven te regenereren
- Levensduur van 3 jaar
- Gunstiger dan eenmalig filter bij aanhouden van wisselinterval
- Inhoud: 2 filter, afm: 48,0 cm x 28,5 cm x 1,0 cm