

A 810
Afdeknet
voor het optimaal fixeren van kwetsbaar spoelgoed.



- RVS frame met kunststofnet bespannen, afmeting 445 x 215 mm
- Bijzonder duurzaam

EAN: 4002515676783 / Materiaalnummer: 10283650 / Oud Materiaalnummer: 69501700D

Productcategorisatie	
Reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Accessoires bij het toestel	
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Productcategorie	
Afdekking	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Roestvast staal, Wit
Toepassingsgebied	
Behandeling van OK-instrumenten	•
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	0
Buitenmaat, nettobreedte in mm	0
Buitenmaat, nettodiepte in mm	0
Buitenmaat, brutohoogte in mm	20
Buitenmaat, brutobreedte in mm	235
Buitenmaat, brutodiepte in mm	470
Nettogewicht in kg	0,44
Brutogewicht in kg	0,57