

A 810/1

Afdeknet

voor het optimaal fixeren van kwetsbaar spoelgoed.



- RVS frame met kunststofnet bespannen, afmeting 206 x 215 mm
- Bijzonder duurzaam

EAN: 4002515671764 / Materiaalnummer: 10283670 / Oud Materiaalnummer: 69501800D

Productcategorisatie	
Reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Accessoires bij het toestel	
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Productcategorie	
Afdekking	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Roestvast staal, Wit
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	0
Buitenmaat, nettobreedte in mm	0
Buitenmaat, nettodiepte in mm	0
Buitenmaat, brutohoogte in mm	20
Buitenmaat, brutobreedte in mm	235
Buitenmaat, brutodiepte in mm	232
Nettogewicht in kg	0,28
Brutogewicht in kg	0,35