


KFR 20060 PF

Flessenrek

voor een veilige, ruimtebesparende opslag van flessen in de koelkast.



EAN: 4002515693377 / Materiaalnummer: 10363580 /
Oud Materiaalnummer: 36996097EU1

- Voor apparaten K20.000 met XL-binnenruimte en PerfectFresh
- Voor horizontaal en stabiel bewaren van bijvoorbeeld wijn
- Kan variabel op verschillende hoogtes worden ingeschoven
- Van verchroomd metaal
- Geschikt voor max. 9 flessen, afhankelijk van de grootte en vorm