

DKF 1000-R

Regenereerbaar Longlife air-clean-geurfilter
voorkomt onaangename keukengeurtjes.



EAN: 4002515745489 / Materiaalnummer: 10427040 /
Oud Materiaalnummer: 28996369EU1

- voor DUU 1000-2 en DUU 1500
- voor CSDA 1xxx/CSDA 700x/
KMDA 763x/KMDA 7476/KMDA
7774 bij luchtcirculatie
- Gunstiger dan eenmalig filter bij
aanhouden van wisselinterval
- Elk half jaar eenvoudig in de oven te
regenereren
- Levensduur van 3 jaar