

A 208
Wagen
voor het optimaal plaatsen van 8 zeefschalen.



- Hoge capaciteit: gelijktijdige behandeling van 8 DIN-zeefschalen
- 4 extra aansluitmogelijkheden voor holle instrumenten
- Een verwijderbaar niveau vergroot indien nodig de beladingshoogte

EAN: 4002515809242 / Materiaalnummer: 10616030 / Oud Materiaalnummer: 69620800D

Productcategorisatie	
Reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Accessoires bij het toestel	
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Productcategorie	
Wagen voor zeefschalen	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Roestvast staal, Zwart
Toepassingsgebied	
Behandeling van zeefschalen	•
Capaciteit	
DIN-zeefschalen [aantal]	8
Holle instrumenten [aantal]	4
Stand. elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0
Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	397
Buitenmaat, nettobreedte in mm	529
Buitenmaat, nettodiepte in mm	546
Buitenmaat, brutohoogte in mm	270
Buitenmaat, brutobreedte in mm	525
Buitenmaat, brutodiepte in mm	540
Nettogewicht in kg	4,40
Brutogewicht in kg	6,40