

A 207  
Wagen  
voor het optimaal plaatsen van micro-instrumenten.



- Efficiënte behandeling: snelle belading en snelle doorvoer
- Bov. niv.: tot 8 trays voor het plaatsen van holle instrumenten
- Onderste niv.: 8 trays liggend voor andere Ophta-instrumenten

EAN: 4002515815601 / Materiaalnummer: 10632400 / Oud Materiaalnummer: 69620700D

<b>Productcategorisatie</b>	
Reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
<b>Accessoires bij het toestel</b>	
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
<b>Productcategorie</b>	
Wagen voor oogheekkundige instrumenten	•
<b>Producteigenschappen</b>	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Gebruik van een centraalfilter mogelijk	•
<b>Toepassingsgebied</b>	
Behandeling van oogheekkundige instrumenten	•
<b>Capaciteit</b>	
Trays/bladen [aantal]	16
OK-sets voor micro-instrumenten [aantal]	8
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	438
Buitenmaat, nettobreedte in mm	530
Buitenmaat, nettodiepte in mm	542
Buitenmaat, brutohoogte in mm	270
Buitenmaat, brutobreedte in mm	525
Buitenmaat, brutodiepte in mm	540
Nettogewicht in kg	4,40
Brutogewicht in kg	6,40
<b>Meegeleverde verpakking</b>	
A 311 houder voor tray's [aantal]	2
A 800, filterbuis [aantal]	1
A 804, reinigingsborstel [aantal]	1