

CJ Jug 1,0l
Thermoskan 1,0 l
voor de koffiekan-functie van de Miele-koffiezetautomaten CVA en CM.

EAN: 4002515841990 / Materiaalnummer: 10694310 /
Oud Materiaalnummer: 29992617EU1



- Wordt direct in de kan gezet, zonder overschenken
- Hoogwaardig glanzend roestvrij staal
- Eenvoudig schoon te maken door volledig afneembaar deksel
- Onbreekbaar vacuüm gepompt Toptherm isolatielichaam
- Comfortabel aroma-schuifdeksel