

ProCare Shine 40 GC - 10 l

Glansspoelmiddel, 10 l

met EU-ecolabel voor het naspoelen van serviesgoed, bestek en glazen.



- Ausgezeichnet mit dem EU-Ecolabel
- Bevat biologisch licht afbreekbare tensides en citroenzuren
- Voor een optimaal naspoelresultaat, schuimreducerende werking
- Voor gebruik in professionele vaatwassers
- Vloeibaar concentraat, dosering: 0,02-0,04% (0,2-0,4 ml/l)

EAN: 4002515946954 / Materiaalnummer: 10714990 /  
Oud Materiaalnummer: 61915801EU1

Productcategorisatie	
Professionele vaatwassers met verswatersysteem	•
Afwasautomaten ProfilLine	•
Professionele vaatwassers met tankspoelsysteem	•
Doorschuiamodel professionele vaatwassers met tankspoelsysteem	•
Aanbevolen dosering	
Aanbevolen dosering per spoelgang	0,2-0,4 ml/l (0,02-0,04%)
Grote opening voor doseerlans	•
pH-waarde van gebruikte oplossing	6,5-7,0
Aanbevolen waterbereik in mmol/l	0-0,53
Producteigenschappen	
Mediatype	Naglansmiddel
Aggregatietoestand	Vloeibaar concentraat
Inhoudsstoffen	Complexvormers zonder fosfaat, Oppervl. actieve stof (Tenside), Citroenzuur
Geschikt voor glazen	•
Geschikt voor bestek	•
Geschikt voor kunststof	•
Geschikt voor roestvrij staal	•
Geschikt voor porselein/aardewerk	•
Geschikt voor aluminium	•
Geschikt voor zilver	•
Niet schadelijk voor decoraties	•
Voorkomt kalkaanslag en beschermt het spoelgoed	•
Verbeterd en verkort het droogproces	•
Afvalwaterneutraal	•
Schuimdempend	•
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	315
Buitenmaat, nettobreedte in mm	190
Buitenmaat, nettodiepte in mm	230
Buitenmaat, brutohoogte in mm	320
Buitenmaat, brutobreedte in mm	190
Buitenmaat, brutodiepte in mm	230
Brutogewicht in kg	10
Inhoud in ml	10000
Conformiteiten, keurmerken	
GHS/CLP-conform	•
EU-ecolabel	•
Controlenummers	
EU-ecolabel: DE/038/066	•