


DKF 11-R
Regeneereerbaar Longlife air-clean-geurfilter
voor Miele-dampkap DA 7198 W.

EAN: 4002515944400 / Materiaalnummer: 10787630 /
Oud Materiaalnummer: 28996385EU1



- Met actieve kool – neutraliseert onaangename kookgeuren effectief
- Elk half jaar eenvoudig in de oven te regenereren
- Gunstiger dan eenmalig filter bij aanhouden van wisselinterval
- Levensduur van 3 jaar
- Inhoud: 1 filter, afm: 25,0 cm x 19,8 cm x 4,1 cm