

TC 900

Bekleding bovenbouw

voor 900 mm brede toestellen zonder dampcondensator of droogaggregaat.



- Inclusief afsluitbare servicedeur
- Front tot plafond moet op locatie worden gemaakt

EAN: 4002515991756 / Materiaalnummer: 10880700 / Oud Materiaalnummer: 69252003D

<b>Productcategorisatie</b>	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
<b>Accessoires bij het toestel</b>	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
<b>Productcategorie</b>	
Afdekking	•
<b>Producteigenschappen</b>	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	840
Buitenmaat, nettobreedte in mm	845
Buitenmaat, nettodiepte in mm	1045
Buitenmaat, brutohoogte in mm	990
Buitenmaat, brutobreedte in mm	845
Buitenmaat, brutodiepte in mm	1200
Nettogewicht in kg	48,90
Brutogewicht in kg	63,90