

DS 10

Membraandoseerpomp

voor 10 l-reservoirs voor het doseren van vloeibare reinigingsmiddelen.



- Voor het achteraf inbouwen van extra doseerpompen
- Voor het doseren van reinigings-, naspoel-, neutralisatiemiddelen
- Incl. zuiglans voor reservoirs van 10 l
- Leveromvang: doseerpomp, -lans -volumeregeling en slangen

EAN: 4002515992241 / Materiaalnummer: 10880870 / Oud Materiaalnummer: 69249101D

<b>Productcategorisatie</b>	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
<b>Accessoires bij het toestel</b>	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
<b>Productcategorie</b>	
Doseersysteem	•
<b>Stand. elektrische aansluiting</b>	
Aantal fasen	0
AC/DC	DC
Spanning in V	24
Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,01
Zekering in A	0
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	0
Buitenmaat, nettobreedte in mm	0
Buitenmaat, nettodiepte in mm	0
Buitenmaat, brutohoogte in mm	200
Buitenmaat, brutobreedte in mm	480
Buitenmaat, brutodiepte in mm	150
Nettogewicht in kg	1,05
Brutogewicht in kg	1,25