

DP [50Hz]

Afvoerpomp

voor het aanpassen van een toestel met afvoerklep op afvoerpomp.



- Voor installaties zonder afvoer in de vloer

EAN: 4002516024057 / Materiaalnummer: 10931330 / Oud Materiaalnummer: 69240003D

Productcategorisatie	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij het toestel	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Roestvast staal, Zwart, Wit, grijs
Toepassingsgebied	
Behandeling van laboratoriumglaswerk	•
Stand. elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0
Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	0
Buitenmaat, nettobreedte in mm	0
Buitenmaat, nettodiepte in mm	0
Buitenmaat, brutohoogte in mm	180
Buitenmaat, brutobreedte in mm	390
Buitenmaat, brutodiepte in mm	390
Nettogewicht in kg	3,88
Brutogewicht in kg	5,73