

FP 900
Sokkel
inclusief lekbak en openingen voor afvoerinstallaties.



- Geschikt voor toestellen met 2 deuren met een breedte van 900 mm
- Lijst met ingebouwde opvangschaal van roestvrij staal
- Geschikt voor toestellen met afvoerklep of afvoerpomp

EAN: 4002516031925 / Materiaalnummer: 10941870 / Oud Materiaalnummer: 69253005D

Productcategorisatie	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij het toestel	
PLW 8616	•
Productcategorie	
Inbouw/sokkel	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	100
Buitenmaat, nettobreedte in mm	900
Buitenmaat, nettodiepte in mm	990
Buitenmaat, brutohoogte in mm	161
Buitenmaat, brutobreedte in mm	935
Buitenmaat, brutodiepte in mm	1200
Nettogewicht in kg	25,20
Brutogewicht in kg	36,30