

PWD 8531 [WS DSN IMS DWC]

Tafel-thermodesinfecteur

met interne ontharder, heteluchtdroging en 2 doseerpompen.



- Capaciteit/charge bijv. 6 hand- en hoekstukken en 6 afzuigers
- Meer efficiëntie voor kleine praktijken – compact model
- Efficiënte heteluchtdroging – DryPlus
- Eenvoudig vloeibare media doseren – 2 geïntegreerde doseerpompen
- Eenvoudige bediening – LCD-display met toetsenvrij softtouch pad

EAN: 8051160651481 / Materiaalnummer: 10957230 /
Oud Materiaalnummer: 63853106ZER

Model en uitvoering	
Model	Tabletop
Ommanteling	Roestvrij staal
Volledig glazen deur	•
Zoemer, akoestisch signaal bij einde programma	•
Servicevriendelijke constructie	•
Toepassing	
Geschikt voor tandartspraktijken	•
Capaciteit	
Zeefschalen (E 197) per belading [aantal]	3
Kleine dienbladen/zeefschalen per belading [aantal]	8
Afzuigers per belading [aantal]	6
Chirurgische hand- en hoekstukken per belading [aantal]	6
Overig vaatwerk per belading	Mondspiegels, Pincetten, Sonden, Tangen
Capaciteitsgegevens	
Circulatiepomp, Qmax in l/min.	90
Nuttig volume spoelruimte in l	73,00
Maximale naspoeltemperatuur in °C	93
Besturing	
Type besturing	MP.CON 3
Programmakeuze	Touch on Glass
Keuzetoetsen	•
Programmeerbaarheid	Vrij programmeerbaar
Vastlegging A0-waarde	•
Resttijdindicatie	•
Weergave programmaverloop	•
Instelbare displaytalen	•
Stand. elektrische aansluiting	
Elektrische aansluiting	AC 230V 50HZ
Elektrische verwarming in kW	2,60
Totale aansluitwaarde in kW	2,75
Zekering in A	16
Lengte van de netaansluitkabel in meter	2,00
Wateraansluiting/-afvoer	
Koud water [aantal]	1
Vereiste waterdruk in kPa	200-800
Gedemineraliseerd water [aantal]	1
Maximale stijging van afvoerpomp in cm	80
Afvoerpomp [DN]	22
Geïntegreerde waterontharder	•
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	555
Buitenmaat, nettobreedte in mm	645
Buitenmaat, nettodiepte in mm	575
Spoelruimte, nuttige hoogte in mm	375
Spoelruimte, nuttige breedte in mm	415
Nettogewicht in kg	55
Droogaggregaat	
Geïntegreerd droogaggregaat	•

PWD 8531 [WS DSN IMS DWC]

Tafel-thermodesinfector

met interne ontharder, heteluchtdroging en 2 doseerpompen.



EAN: 8051160651481 / Materiaalnummer: 10957230 /

Oud Materiaalnummer: 63853106ZER

Ventilator in kW	0,06
Verwarmingselement in kW	0,75
Luchtverplaatsingsvermogen in m ³ /uur	110
Tijdstelling in stappen van 1 minuut	0-120
HEPA-filterklasse	H14
Filtergraad HEPA-filter (volgens DIN EN 1822) in %	99,99
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, brutohoogte in mm	760
Buitenmaat, brutobreedte in mm	670
Buitenmaat, brutodiepte in mm	670
Spoelruimte, nuttige diepte in mm	480
Brutogewicht in kg	65
Maximale vloerbelasting in N	150
Emissiewaarde	
Geluidsniveau op werkplek	<70 dB(A) re 20 µPa
Warmteafgifte aan ruimte in MJ/h	0,83
Programma's	
Vario TD intensief	•
Vario TD dentaal	•
Uitvoering	
Interface voor procesdocumentatie	•
Uitvoering	
2 geïntegreerde doseerpompen en voorraadcontainers voor vloeistoffen	•
Visuele niveaucontrole	•
Nevelcondensator	•
3-voudig waterfiltersysteem	•
Rechtstreeks gekoppeld beladingssysteem	•
DryPlus	•
Spoelruimte van hoogwaardig roestvrij staal (1.4401/316 l)	•
Aansluitmogelijkheden	
Seriële interface RS 232, uit te breiden naar usb	•
Normen, keur- en kenmerken	
IP-beschermingsklasse volgens EN 60529: IP 21	•
EN ISO 15883-1	•
EN ISO 15883-2	•
EN 61010-2-040	•
RoHS-richtlijn 2011/65/EU	•
EU-medische hulpmiddelen klasse IIb	•
Normen, keur- en kenmerken	
CE 0051	•