

A 500 Wagen

met 1 niveau voor het reinigen van laboratoriumglaswerk en -gereedschap.

EAN: 4002516050421 / Materiaalnummer: 10973880 / Oud Materiaalnummer: 69650001D



- Voor het plaatsen van verschillende inzetten en zeefschalen
- Met A 603 uit te breiden op 2 niveaus

Productcategorisatie	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij het toestel	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Productcategorie	
Wagen voor inzetrekken	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Roestvast staal, Zwart
Toepassingsgebied	
Behandeling van laboratoriumglaswerk	•
Capaciteit	
DIN-zeefschalen [aantal]	3
SPRI-zeefschalen [aantal]	2
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	153
Buitenmaat, nettobreedte in mm	650
Buitenmaat, nettodiepte in mm	790
Buitenmaat, brutohoogte in mm	170
Buitenmaat, brutobreedte in mm	660
Buitenmaat, brutodiepte in mm	810
Nettogewicht in kg	4,70
Brutogewicht in kg	5,00