

A 501

Wagen

met 4 niveaus voor het reinigen van laboratoriumglaswerk en -gereedschap.



- Voor het plaatsen van verschillende inzetten en zeefschalen
- Met toevoegingen A 601 uit te breiden tot 5 of 6 niveaus

EAN: 4002516050438 / Materiaalnummer: 10973890 / Oud Materiaalnummer: 69650101D

Productcategorisatie	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij het toestel	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Productcategorie	
Wagen voor inzetrekken	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Roestvast staal, Zwart
Toepassingsgebied	
Behandeling van laboratoriumglaswerk	•
Capaciteit	
DIN-zeefschalen [aantal]	18
SPRI-zeefschalen [aantal]	12
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	659
Buitenmaat, nettobreedte in mm	650
Buitenmaat, nettodiepte in mm	710
Buitenmaat, brutohoogte in mm	795
Buitenmaat, brutobreedte in mm	860
Buitenmaat, brutodiepte in mm	715
Nettogewicht in kg	9,80
Brutogewicht in kg	31,00