

A 503 Wagen

zonder niveaus voor het reinigen van laboratoriumglaswerk en -gereedschap.



- Voor het plaatsen van verschillende inzetten en zeefschalen
- Afhankelijk van de hoogte kunnen tot 6 modules gebruikt worden
- Bovenste stang en bovenste stut verwijderbaar

EAN: 4002516050445 / Materiaalnummer: 10973900 / Oud Materiaalnummer: 69650301D

Productcategorisatie	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij het toestel	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Productcategorie	
Wagen met modulekoppeling	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Roestvast staal, Zwart
Toepassingsgebied	
Behandeling van laboratoriumglaswerk	•
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	433
Buitenmaat, nettobreedte in mm	790
Buitenmaat, nettodiepte in mm	650
Buitenmaat, brutohoogte in mm	790
Buitenmaat, brutobreedte in mm	860
Buitenmaat, brutodiepte in mm	715
Nettogewicht in kg	17,00
Brutogewicht in kg	20,00