


A 601

Gebruik

voor het toevoegen van een extra niveau in de wagen A 501.



- Zonder sproeiarm

EAN: 4002516050513 / Materiaalnummer: 10973970 / Oud Materiaalnummer: 69660101D

Productcategorisatie	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij het toestel	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Productcategorie	
Overige inzetrekken/overige modules	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Toepassingsgebied	
Behandeling van laboratoriumglaswerk	•
Capaciteit	
DIN-zeefschalen [aantal]	3
SPRI-zeefschalen [aantal]	2
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	33
Buitenmaat, nettobreedte in mm	590
Buitenmaat, nettodiepte in mm	775
Buitenmaat, brutohoogte in mm	100
Buitenmaat, brutobreedte in mm	610
Buitenmaat, brutodiepte in mm	790
Nettogewicht in kg	2,12
Brutogewicht in kg	2,96