

A 603
Opzet
voor het uitbreiden van de wagen A 500 op 2 niveaus.



- Met sproeiarm

EAN: 4002516050520 / Materiaalnummer: 10973980 / Oud Materiaalnummer: 69660301D

Productcategorisatie	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij het toestel	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Productcategorie	
Overige inzetrekken/overige modules	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Roestvast staal, Zwart
Toepassingsgebied	
Behandeling van laboratoriumglaswerk	•
Capaciteit	
DIN-zeefschalen [aantal]	3
SPRI-zeefschalen [aantal]	2
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	565
Buitenmaat, nettobreedte in mm	640
Buitenmaat, nettodiepte in mm	790
Buitenmaat, brutohoogte in mm	780
Buitenmaat, brutobreedte in mm	710
Buitenmaat, brutodiepte in mm	820
Nettogewicht in kg	6,80
Brutogewicht in kg	13,80