

A 606  
Module  
voor bijv. laboratoriumglasinzetstukken in het bovenste niveau van wagen A 503



- Met sproeiarm

EAN: 4002516050537 / Materiaalnummer: 10973990 / Oud Materiaalnummer: 69660601D

<b>Productcategorisatie</b>	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
<b>Accessoires bij het toestel</b>	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
<b>Productcategorie</b>	
Overige inzetrekken/overige modules	•
<b>Producteigenschappen</b>	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Roestvast staal, Zwart
<b>Toepassingsgebied</b>	
Behandeling van laboratoriumglaswerk	•
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	97
Buitenmaat, nettobreedte in mm	505
Buitenmaat, nettodiepte in mm	606
Buitenmaat, brutohoogte in mm	120
Buitenmaat, brutobreedte in mm	525
Buitenmaat, brutodiepte in mm	620
Nettogewicht in kg	2,40
Brutogewicht in kg	3,00