

A 505

Wagen

met 3 niveaus voor het reinigen van laboratoriumglaswerk en -gereedschap.



- Voor het plaatsen van verschillende inzetten en zeefschalen

EAN: 4002516062998 / Materiaalnummer: 10998970 / Oud Materiaalnummer: 69650500D

Productcategorisatie	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij het toestel	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Productcategorie	
Wagen voor inzetrekken	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Roestvast staal, Zwart
Toepassingsgebied	
Behandeling van laboratoriumglaswerk	•
Behandeling van zeefschalen	•
Behandeling van diverse hulpstukken	•
Capaciteit	
DIN-zeefschalen [aantal]	9
SPRI-zeefschalen [aantal]	6
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	543
Buitenmaat, nettobreedte in mm	650
Buitenmaat, nettodiepte in mm	790
Buitenmaat, brutohoogte in mm	270
Buitenmaat, brutobreedte in mm	525
Buitenmaat, brutodiepte in mm	540
Nettogewicht in kg	4,40
Brutogewicht in kg	6,40