


A 605

Module

voor de optimale behandeling van buizen, injectieflacons, reageerbuisjes, enz.



- Voorzien van 98 inspuitsers
- Max. h 160 mm, max. Ø 20 mm
- Te gebruiken in de wagen A 503

EAN: 4002516063339 / Materiaalnummer: 10999010 / Oud Materiaalnummer: 69660500D

Productcategorisatie	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij het toestel	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Productcategorie	
Inzet/module voor reageerbuizen	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Toepassingsgebied	
Behandeling van pipetten/injectieflacons	•
Behandeling van reageerbuizen	•
Behandeling van laboratoriumglaswerk	•
Capaciteit	
Reageerbuizen [aantal]	98
Ampullen [aantal]	98
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	158
Buitenmaat, nettobreedte in mm	254
Buitenmaat, nettodiepte in mm	604
Buitenmaat, brutohoogte in mm	270
Buitenmaat, brutobreedte in mm	525
Buitenmaat, brutodiepte in mm	540
Nettogewicht in kg	4,40
Brutogewicht in kg	6,40