


A 613

Module

voor een optimale behandeling van volle en meetpipetten.



- Voorzien van 98 inspuitsers
- Geschikt voor meetpipetten met een volume van 1–50 ml
- Geschikt voor volle pipetten met een volume van 1–100 ml
- Te gebruiken in de wagen A 503

EAN: 4002516063360 / Materiaalnummer: 10999070 / Oud Materiaalnummer: 69661300D

Productcategorisatie	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij het toestel	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Productcategorie	
Inzet/module voor pipetten	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Roestvast staal, Zwart
Toepassingsgebied	
Behandeling van pipetten/injectieflacons	•
Behandeling van laboratoriumglaswerk	•
Capaciteit	
Pipetten [aantal]	98
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	194
Buitenmaat, nettobreedte in mm	254
Buitenmaat, nettodiepte in mm	604
Buitenmaat, brutohoogte in mm	200
Buitenmaat, brutobreedte in mm	270
Buitenmaat, brutodiepte in mm	610
Nettogewicht in kg	4,40
Brutogewicht in kg	6,40