


APWD 080

Gebruik

voor optimale behandeling en desinfectie van het serviesgoed in bedpanspoelers.



EAN: 4002516065913 / Materiaalnummer: 11013490 / Oud Materiaalnummer: 68508000D

Productcategorisatie	
Bedpanspoeler	•
Accessoires bij het toestel	
PWD 8545	•
Productcategorie	
Inzet voor bedpannen en urineflessen	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Toepassingsgebied	
Behandeling van bedpannen en urineflessen	•
Capaciteit	
Urineflessen [aantal]	3
Bedpannen [aantal]	1
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	340
Buitenmaat, nettobreedte in mm	287
Buitenmaat, nettodiepte in mm	367
Buitenmaat, brutohoogte in mm	350
Buitenmaat, brutobreedte in mm	430
Buitenmaat, brutodiepte in mm	512
Nettogewicht in kg	1,47
Brutogewicht in kg	2,97