

APWD 081

Gebruik

voor optimale behandeling en desinfectie van het serviesgoed in bedpanspoelers.



EAN: 4002516065708 / Materiaalnummer: 11013500 / Oud Materiaalnummer: 68508100D

| | |
|---|-----------------|
| Productcategorisatie | |
| Bedpanspoeler | • |
| Accessoires bij het toestel | |
| PWD 8545 | • |
| Productcategorie | |
| Inzet voor bedpannen en urineflessen | • |
| Producteigenschappen | |
| Materiaal | Roestvrij staal |
| Kleur | Roestvast staal |
| Toepassingsgebied | |
| Behandeling van bedpannen en urineflessen | • |
| Capaciteit | |
| Urineflessen [aantal] | 3 |
| Bedpannen [aantal] | 1 |
| Afmetingen en gewicht | |
| Buitenmaat, nettohoogte in mm | 315 |
| Buitenmaat, nettobreedte in mm | 408 |
| Buitenmaat, nettodiepte in mm | 330 |
| Buitenmaat, brutohoogte in mm | 345 |
| Buitenmaat, brutobreedte in mm | 436 |
| Buitenmaat, brutodiepte in mm | 505 |
| Nettogewicht in kg | 1,17 |
| Brutogewicht in kg | 2,77 |