


APWD 082

Gebruik

voor optimale behandeling en desinfectie van het serviesgoed in bedpanspoelers.



EAN: 4002516065920 / Materiaalnummer: 11013510 / Oud Materiaalnummer: 68508200D

Productcategorisatie	
Bedpanspoeler	•
Accessoires bij het toestel	
PWD 8545	•
Productcategorie	
Inzet voor bedpannen en urineflessen	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Toepassingsgebied	
Behandeling van bedpannen en urineflessen	•
Capaciteit	
Urineflessen [aantal]	3
Bedpannen [aantal]	1
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	310
Buitenmaat, nettobreedte in mm	365
Buitenmaat, nettodiepte in mm	310
Buitenmaat, brutohoogte in mm	305
Buitenmaat, brutobreedte in mm	305
Buitenmaat, brutodiepte in mm	395
Nettogewicht in kg	0,92
Brutogewicht in kg	1,67