


APWD 086

Gebruik

voor optimale behandeling en desinfectie van het serviesgoed in bedpanspoelers.



EAN: 4002516065968 / Materiaalnummer: 11013550 / Oud Materiaalnummer: 68508600D

<b>Productcategorisatie</b>	
Bedpanspoeler	•
<b>Accessoires bij het toestel</b>	
PWD 8545	•
<b>Productcategorie</b>	
Inzet voor bedpannen en urineflessen	•
<b>Producteigenschappen</b>	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
<b>Toepassingsgebied</b>	
Behandeling van bedpannen en urineflessen	•
<b>Capaciteit</b>	
Urineflessen [aantal]	3
Bedpannen [aantal]	1
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	303
Buitenmaat, nettobreedte in mm	205
Buitenmaat, nettodiepte in mm	447
Buitenmaat, brutohoogte in mm	345
Buitenmaat, brutobreedte in mm	425
Buitenmaat, brutodiepte in mm	515
Nettogewicht in kg	1,34
Brutogewicht in kg	3,04