

APWD 087

Gebruik

voor optimale behandeling en desinfectie van het serviesgoed in bedpanspoelers.



EAN: 4002516065975 / Materiaalnummer: 11013560 / Oud Materiaalnummer: 68508700D

Productcategorisatie	
Bedpanspoeler	•
Accessoires bij het toestel	
PWD 8545	•
Productcategorie	
Inzet voor bedpannen en urineflessen	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Toepassingsgebied	
Behandeling van bedpannen en urineflessen	•
Capaciteit	
Urineflessen [aantal]	3
Bedpannen [aantal]	1
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	297
Buitenmaat, nettobreedte in mm	399
Buitenmaat, nettodiepte in mm	284
Buitenmaat, brutohoogte in mm	348
Buitenmaat, brutobreedte in mm	435
Buitenmaat, brutodiepte in mm	506
Nettogewicht in kg	1,85
Brutogewicht in kg	3,41