


APWD 089

Gebruik

voor optimale behandeling en desinfectie van het serviesgoed in bedpanspoelers.



EAN: 4002516066002 / Materiaalnummer: 11013580 / Oud Materiaalnummer: 68508900D

<b>Productcategorisatie</b>	
Bedpanspoeler	•
<b>Accessoires bij het toestel</b>	
PWD 8545	•
<b>Productcategorie</b>	
Inzet voor bedpannen en urineflessen	•
<b>Producteigenschappen</b>	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
<b>Toepassingsgebied</b>	
Behandeling van bedpannen en urineflessen	•
<b>Capaciteit</b>	
Urineflessen [aantal]	3
Bedpannen [aantal]	1
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	315
Buitenmaat, nettobreedte in mm	377
Buitenmaat, nettodiepte in mm	390
Buitenmaat, brutohoogte in mm	345
Buitenmaat, brutobreedte in mm	425
Buitenmaat, brutodiepte in mm	515
Nettogewicht in kg	1,70
Brutogewicht in kg	3,39