

APWD 090

Gebruik

voor optimale behandeling en desinfectie van het serviesgoed in bedpanspoelers.



EAN: 4002516066118 / Materiaalnummer: 11013590 / Oud Materiaalnummer: 68509000D

<b>Productcategorisatie</b>	
Bedpanspoeler	•
<b>Accessoires bij het toestel</b>	
PWD 8545	•
<b>Productcategorie</b>	
Inzet voor bedpannen en urineflessen	•
<b>Producteigenschappen</b>	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
<b>Toepassingsgebied</b>	
Behandeling van bedpannen en urineflessen	•
<b>Capaciteit</b>	
Urineflessen [aantal]	3
Bedpannen [aantal]	1
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	340
Buitenmaat, nettobreedte in mm	380
Buitenmaat, nettodiepte in mm	295
Buitenmaat, brutohoogte in mm	305
Buitenmaat, brutobreedte in mm	305
Buitenmaat, brutodiepte in mm	395
Nettogewicht in kg	1,28
Brutogewicht in kg	2,01